

G
e|G

GOOD
ENERGIES™

B-CURE™
LASER



Лучший в мире портативный медицинский аппарат на базе мягкого лазера,

Обладающий Лечебными Возможностями Целой Клиники!

РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ДОЗИРОВКА

Аппарат предназначен для профессионального и вспомогательного домашнего лечения таких заболеваний, как синдром запястного канала, фибромиалгия, миофасциальные болевые синдромы (например: боли в колене, в пояснице, шейные боли, боли в верхней части спины, мышечные боли и т.д.), болезни суставов/артрит (например: тендинитис Ахиллесовой пяты, болезни под общим названием “теннисного локтя” и т.д.), болезненное состояние кожи (например: акне, герпес симплекс, заживающие раны, свежие и старые хирургические раны или шрамы, кожные раны, ожоги и т.д.), растяжки после беременности, спортивные ранения, а также для применения в лечебной стоматологии и при лечении акупунктурой.

Подтверждённые Клинические Результаты | Аппарат с подзарядкой, лёгкий и безопасный в пользовании

www.gd-energies.com



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!

Вы держите в руках лучший портативный медицинский аппарат, сконструированный на базе мягкого лазера. Данное Руководство поможет Вам извлечь выгоду из пользования самым современным, профессиональным и эффективным методом лечения 21-го века – всюду и в любое время, когда Вам это понадобится.

Этот аппарат представляет собой самое передовое достижение в технике мягко-лазерной терапии: он лёгок, портативен, может быть подзаряжен и удобен в пользовании как для проводящего лечение, так и для пациента. Лечебные возможности аппарата приравниваются к тем, которыми обладают мягко-лазерные аппараты, используемые только в госпиталях и в престижных клиниках.

Перед использованием Вашего Би-Кьюр лазера прочтите, пожалуйста, это Руководство и пользуйтесь аппаратом в соответствии с рекомендуемой дозировкой.

Наша компания GOOD ENERGIES всегда будет рада услышать от Вас : Вы можете связаться с нами и рассказать о Ваших собственных успехах или поделиться своими замечаниями или вопросами.

Часть 2: Лечебная природа мягкого лазера (LLLT)

1. Что такое мягко-лазерная терапия (лазерная терапия низкого уровня)?

Мягкий лазер представляет собой лазерный луч с мощностью низкого уровня в пределах 1-1000 мВт, монохроматического (с одной определённой длиной волны) и когерентного типа, т.е. является однофазовым и однонаправленным излучением. Это излучение воздействует на поверхность кожи и одновременно проникает под кожу, не повреждая или нагревая её.

Мягко-лазерная терапия вызывает **био-стимуляцию** естественных процессов самолечения живого тела на уровне клеток и систем организма. Результатом этого воздействия является то, что клетки каждого типа получают энергию, необходимую для их оптимального функционирования, что способствует “само-излечению” и естественному избавлению от определённых проблем здоровья, будь то боль в спине, воспаление, раны или необходимость восстановления или омоложения кожи. Мягкие лазеры используются врачами и физиотерапевтами во всём мире, и, в особенности, для устранения острых и хронических мускуло-скелетных болей, двигательных проблем, опухолей, проблем суставных хрящей, воспалений и заживления поражённых мягких тканей.

2. Лазер B-CURE™ LLLT- 808 - Научное достижение компании GOOD ENERGIES

Высокопроизводительный мягкий лазер - в лёгком, портативном, перезаряжаемом аппарате

Благодаря исключительному процессу развития мы смогли создать из ряда вон выходящую комбинацию мощности полностью когерентного клинического мягкого лазера, покрывающего площадь в 4.5см², с портативным, перезаряжающимся и простым в употреблении аппаратом по доступной цене (заявка на патент подана).

Мощность и полная когерентность лазера LLLT-808 компании GOOD ENERGIES™ обеспечивают эффективное проникновение лазерного луча в глубину тканей, что до настоящего времени было возможно только с помощью дорогих, полномасштабных устройств.

Результат: Идеальная комбинация наиболее эффективной терапии и доступа к немедленному и непрерывному лечению, что обеспечивает эффективное и быстрое выздоровление при сокращённых сроках отдельных процедур и времени лечебного процесса в целом.

Общее время всего лечебного процесса значительно короче, чем при использовании других портативных мягко-лазерных аппаратов, имеющихся на рынке в настоящее время.

3. Принцип действия лазера Би-Кьюр



4. Области лечения и применения (неполный перечень):

Одновременная терапия для уменьшения боли и опухолей, заживления ран и устранения воспалений

Скелетные боли, боли в мягких тканях и ранения

- Ревматические и/или хронические воспаления суставов
- Нарушения в суставах/артрит
- Спортивные травмы, ранения и свежие шрамы
- Боли в пояснице и в верхней части спины, шейные и мускульные боли, боли в коленях и других суставах
- Плантарный фасциит и растяжения
- “Теннисный локоть”
- Инфекция Ахиллесова сухожилия
- Синдром запястного канала
- Фибромиалгия
- Миофасциальный болевой синдром

Лечебная стоматология

Ветеринарные применения

Применения в акупунктуре

Лечебная дерматология

- Заживление ран
- Акне
- Ожоги
- Шрамы
- Герпес симплекс

Эстетика

- Растяжки после беременности
- Свежие и старые хирургические шрамы

5. Клинические обследования доказывают...

В течение последнего десятилетия было опубликовано более 2000 исследований, посвящённых использованию мягкой лазерной терапии (LLLT) для снятия болей, а также результаты около 100 обследований, выполненных по двойному слепому методу, подтверждающих клиническую ценность лазерной терапии.

На вебсайте нашей компании www.gd-energies.com Вы найдёте сноски на интересные исследования – для этого Вам только нужно нажать на табличку “Клинические исследования”.

Важно отметить, что в большинстве обследований, проводившихся до настоящего времени, использовалась аппаратура “старого поколения” и частота лечебных сеансов не превышала 1-3 раз в неделю, что недостаточно для получения оптимальных результатов.

Благодаря своей портативности и высокой производительности лазер B-CURE™ LLLT- 808 позволяет проводить немедленные и частые сеансы дневного лечения, что значительно улучшает лечебный процесс.

И, действительно, недавние опыты использования B-CURE™ LLLT- 808 демонстрируют лучшие результаты и повышенную эффективность по сравнению с предыдущими обследованиями.

6. B-CURE™ LASER LLLT-808 рекомендуется:

Лазер Би-Кьюр рекомендуется к использованию лучшими специалистами по болевым расстройствам и широко применяется в Израиле ведущими болевыми клиниками и другими отделениями в таких госпиталях, как Адасса, Ихилёв, Рамбам и Шива (Тель А'Шомер). Он используется также в физиотерапевтических клиниках израильской армии, ведущими спортивными клубами и лучшими атлетами и спортсменами Израиля.

На нашем вебсайте (под заголовком “Рекомендации”) Вы можете прочесть рекомендательные письма и целые статьи из прессы.

Мы были бы благодарны Вам за получение Вашего отзыва об этом аппарате и за разрешение опубликовать Ваш отзыв на нашем вебсайте.

